

Моноклональное Антитело Против Человеческого FcεR1A Для Проточной Цитометрии - P12319

Артикул: CM0004254



введение

Кроличье моноклональное антитело против альфа-субъединицы высокоаффинного рецептора IgE (FcεR1α, FCER1A), конъюгированное с , для детекции методом проточной цитометрии (FC) в образцах человека. Рекомбинантный иммуноген из аминокислот 26-205.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Rabbit anti-Human FcεR1α mAb
Примечания/Псевдоним	FCE1A; FcERI; FCERIA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2205
GeneID	2205
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P12319
Молекулярный вес белка	30кДа
Доставка	Сумка со льдом