

Поликлональное Кроличье Антитело Против Fscn2 Человека (Fascin-2) Для Wb И Elisa — O14926

Артикул: CM0022040

введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело против FSCN2 человека (Fascin-2), подходящее для WB и ELISA. Обладает перекрёстной реактивностью с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований формирования пучков актина, морфогенеза дисков фоторецепторов и дегенерации сетчатки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FSCN2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	RFSN; RP30; FSCN2
Вид	Человек
GeneID (человек)	25794
GeneID	25794
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-310 FSCN2 человека (NP_036550.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	O14926
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом