


Моноклональное Антитело К Галектину-3 Человека Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточное) - P17931

Артикул: CM0009263



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к галектину-3 человека для внутриклеточной проточной цитометрии. Галектин-3 — это галактозоспецифичный лектин, участвующий в воспалении, сплайсинге и аутофагии, что делает его ключевой диагностической мишенью.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к галектину-3 человека
Примечания/Синонимы	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2
Вид	Человек
GeneID (человек)	3958
GeneID	3958
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 галектина-3 человека (NP_002297.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклеточная)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P17931
Молекулярная масса	26 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом