


Моноклональное Антитело Против Человеческого Glypican 3 (Грс3) Для Проточной Цитометрии — P51654

Артикул: CM0009533



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого Glypican 3 (GPC3), валидированное для проточной цитометрии. Подходит для определения белка на поверхности клеток при разработке диагностических анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье античеловеческое мАб против Glypican 3 (GPC3), конъюгированное с
Примечания/алиасы	SGB; DGSX; MXR7; SDYS; SGBS; OCI-5; SGBS1; GTR2-2
Вид	Человек
GeneID (человек)	2719
GeneID	2719
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 481-580 человеческого Glypican 3 (GPC3) (NP_004475.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P51654
Молекулярная масса белка	59 кДа/65 кДа/68 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом