

Моноклональное Антитело Anti-Human Gr6/Grvi Для Проточной Цитометрии - Q9Hcn6

Артикул: CM0008945



введение

Меченное кроличье моноклональное антитело против человеческого GP6/GPVI, ключевого коллагенового рецептора тромбоцитов. Валидировано для проточной цитометрии, специфически реагирует с человеческим GPVI. Подходит для исследований тромбоза, гемостаза и активации тромбоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human GP6/GPVI mAb
Примечания/Псевдоним	GPVI; GPVI; BDPLT11
Вид	Человек
ID гена (Человек)	51206
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9HCN6
Молекулярный вес белка	37кДа
Доставка	В ледяном пакете