


Моноклональное Антитело Против Человеческого Gprc5D Для Проточной Цитометрии — Q9Nzd1

Артикул: CM0007724



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого GPRC5D и валидированное для проточной цитометрии. Выявляет GPCR, участвующий в развитии волос и ногтей. Идеально подходит для иммунодетекции в образцах человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье античеловеческое МАТ к GPRC5D
Примечания/синоним	GPRC5D
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	55507
Идентификатор гена	55507
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого GPRC5D (NP_061124.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9NZD1
Молекулярная масса белка	34 кДа/36 кДа/38 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом