


Кроличьи Моноклональные Антитела Против Hbg1/2 Человека Для Wb, If-P И Elisa - P69891 / P69892

Артикул: CM0002509



введение

Кроличьи моноклональные антитела, направленные против HBG1/2 человека (гамма-1 и гамма-2 цепи глобина). Подходят для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции на парафиновых срезах и ИФА. Идеальны для исследований фетального гемоглобина, изучения гемоглобинопатий и разработки диагностических тестов IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональные кроличьи антитела к HBG1/2
Примечания/Альясы	HBG-T2; HBGA; HBGR; HSGGL1; PRO2979; HBG1
Вид реактивности	Человек
ID гена (человек)	3047/3048
ID гена	3047/3048
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислотных остатков 68-147 HBG1 человека (P69891).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P69891/P69892
Молекулярная масса белка	16 кДа
Доставка	Холодовой пакет