

Поликлональные Антитела Против Человеческого Iars (Изолеуцил-Трнк-Синтетазы) Для Wb, Elisa - P41252

Артикул: CM0015692

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческой цитоплазматической изолеуцил-ТРНК-синтетазы (IARS/IRS). Валидированы для вестерн-блоттинга и ИФА; обнаруживают белок массой 144 кДа. Подходят для изучения биосинтеза белка и трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IARS кролик pAb
Примечания/Псевдоним	IRS; IARS; ILRS; ILERS; GRIDHH; PRO0785
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3376
ID гена	3376
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1158-1262 человеческого IARS (NP_002152.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P41252
Молекулярный вес белка	144kDa
Доставка	Сумка со льдом