


Моноклональное Антитело Anti-Human Icam-1/Cd54 Для Проточной Цитометрии — P05362

Артикул: CM0005296



введение

Моноклональное кроличье антитело против человеческого ICAM-1/CD54, конъюгированное с флуорохромом , оптимизированное для проточной цитометрии (ПЦ). Обнаруживает человеческий ICAM-1 (57 кДа, SWISS P05362). Идеально подходит для исследований адгезии лейкоцитов, проникновения вирусов и траффика иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human ICAM-1/CD54 mAb
Примечания/Алиасы	ICAM1; BB2; CD54; P3.58; межклеточная молекула адгезии 1
Вид	Человек
GeneID	3383 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-480 человеческого ICAM-1/CD54 (NP_000192.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P05362
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	Холодовой пакет