

Моноклональные Антитела Против Человеческого Ido1 () Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточное Окрашивание) - P14902

Артикул: CM0011063



введение

Кроличьи моноклональные антитела, конъюгированные с , направленные против человеческого IDO1, валидированные для внутриклеточной проточной цитометрии. Идеально подходят для исследований иммунной толерантности, опухолевой иммунологии и инфекционных заболеваний. Реагируют с человеческим антигеном.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи мАб против человеческого IDO1
Примечания/Псевдонимы	IDO; INDO; IDO-1
Вид	Человек
GeneID	3620
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-403 человеческого IDO1 (NP_002155.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (внутриклеточное)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P14902
Молекулярная масса белка	45кДа
Доставка	Сумка со льдом