

Моноклональное Антитело Anti-Human Ifn-Alpha/Beta R2 Для Проточной Цитометрии - P48551

Артикул: CM0004502



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело к человеческому IFN-alpha/beta R2, валидированное для проточной цитометрии. Позволяет детектировать экспрессию рецептора интерферона типа I в клетках крови и клеточных линиях для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human IFN-alpha/beta R2 mAb
Примечания/Альтернативные названия	IFN-R; IMD45; IFNABR; IFNARB; IFN-R-2; IFN-alpha-REC; IFNAR2
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	3455
ID гена	3455
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 28-237 человеческого IFN-alpha/beta R2 (NP_008896.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (ПЦ)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P48551
Молекулярная масса белка	58 кДа / 37 кДа / 27 кДа
Доставка	Холодильный пакет