


Моноклональное Антитело Против Человеческого Ifn-Гамма Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточное Окрашивание) - P01579

Артикул: CM0010653



введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , направленное против человеческого интерферона-гамма (IFNG). Валидировано для внутриклеточной проточной цитометрии (FC intra). Подходит для мониторинга иммунного ответа, изучения противоопухолевого иммунитета и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против человеческого IFN-гамма
Примечания/Псевдоним	IFG; IFI; IMD69
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3458
ID гена	3458
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-166 человеческого IFN-гамма (NP_000610.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (intra)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01579
Молекулярный вес белка	19кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент