

Моноклональное Антитело Anti-Human Ifn-Гамма Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии — P01579

Артикул: CM0012118



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого IFN-гамма, валидированное для внутриклеточной проточной цитометрии (FC). Идеально подходит для изучения интерферона II типа в рамках врожденного и адаптивного иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human IFN-гамма mAb
Примечания/синонимы	IFG; IFI; IMD69
Вид	Человек
GeneID (человек)	3458
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-166 человеческого IFN-гамма (NP_000610.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклеточное)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01579
Молекулярная масса белка	19 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом