


Моноклональное Антитело Против Каппа-Цепи Иммуноглобулина Человека Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P01834

Артикул: CM0003413



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против каппа-цепи иммуноглобулина человека, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Распознает константный домен каппа-легкой цепи иммуноглобулина человека — незаменимый реагент для исследований структуры антител и гуморального иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к каппа-цепи иммуноглобулина человека
Примечания/алиасы	Km; HCAK1; IGKCD; Human Ig Kappa Chain
Вид	Человек
ID гена (человек)	3514
ID гена	3514
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-107 каппа-цепи иммуноглобулина человека (P01834)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01834
Молекулярная масса белка	12 кДа
Доставка	С ледяным пакетом