


Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого IgA Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P01876 / P01877

Артикул: CM0003240



введение

Кроличье моноклональное антитело против константной области человеческого IgA (P01876), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Специфично к человеческому IgA1, отсутствует перекрестная реакция с другими классами иммуноглобулинов. Идеально подходит для исследований гуморального иммунитета и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб против человеческого IgA
Примечания/Псевдоним	IgA1; Человеческий IgA
Вид	Человек
GeneID	3493/3494
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-353 человеческого IgA (P01876).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01876/P01877
Молекулярный вес белка	60кДа
Доставка	Сумка со льдом