


Моноклональное Антитело Против Человеческого IgA1 () Для Проточной Цитометрии - P01876

Артикул: CM0011010



введение

Это конъюгированное с кроличье моноклональное антитело нацелено на константную область человеческого IgA1, валидировано для проточной цитометрии. Идеально подходит для детекции экспрессирующих IgA1 В-клеток и секретируемых антител в исследованиях мукозального иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Наименование продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого IgA1, конъюгированное с
Примечания/Альтернативные названия	IgA1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3493
ID гена	3493
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 99-353 человеческого IgA1
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01876
Молекулярная масса белка	38 кДа / 42 кДа
Условия отгрузки	В пакете со льдом