


Моноклональное Антитело Против Человеческого Igd Для Вб, Фц, Ифа — P01880

Артикул: CM0007324



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против тяжелой постоянной дельта-цепи иммуноглобулина человека (IgD). Валидировано для Вестерн-блота, проточной цитометрии и ИФА. Подходит для исследований биологии В-клеток, адаптивного иммунитета и индукции цитокинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому IgD
Примечания/Альясы	IgD; Human IgD
Вид	Человек
GeneID (человек)	3495
GeneID	3495
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 99-384 человеческого IgD
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ФЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01880
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	С ледяным пакетом