


Моноклональное Антитело Против Человеческого IgG (Fc) Для Игх-П, Ифа - P01857 / P01859 / P01860 / P01861

Артикул: CM0002342



введение

Мышинное моноклональное антитело, направленное на Fc-область человеческого IgG, валидированное для ИГХ-П и ИФА. Обнаруживает постоянную область тяжелой цепи человеческого IgG (UniProt P01857, P01859, P01860, P01861); молекулярная масса 52 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышинное мкАТ к человеческому IgG (Fc)
Примечания/алиасы	COB1; YAP; YAP2; YAP65; YKI; YAP1; human IgG (Fc)
Вид	Человек
ИД гена	3500
Иммуноген	Синтетический пептид Синтезированный пептид, происходящий из человеческого IgG (Fc) человека.
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01857, P01859, P01860, P01861
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом