


Моноклональное Антитело Против Человеческого IgG1 (Fc) Для ВБ, Иф-П, Ифа — P01857 / P01859 / P01860 / P01861

Артикул: CM0003723



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против области Fc человеческого IgG1. Рекомбинантный иммуноген, рекомендовано для использования в ВБ, ИФ-П и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческим материалом. Облегчает изучение функций постоянной области иммуноглобулинов в адаптивном иммунитете.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому IgG1 (Fc)
Вид	Человек
GeneID (человек)	3500
GeneID	3500
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-330 человеческого IgG1 (Fc) (P01857)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01857, P01859, P01860, P01861
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	Хладоэлемент