


Поликлональное Антитело Против Человеческого IgG3 Для Wb И Elisa — P01860

Артикул: CM0020371



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на константную область тяжёлой цепи человеческого IgG3 (aa 80–180), валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Идеально подходит для изучения гуморального иммунитета, эффекторных механизмов антител и биологии В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к человеческому IgG3
Примечания/синонимы	IgG3; человеческий IgG3
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	3502
Идентификатор гена	3502
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 80–180 человеческого IgG3. (P01860)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P01860
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом