


Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого IgG3 Для Wb, Elisa — P01860

Артикул: CM0007519



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого IgG3, подходящее для WB и ELISA. Нацелено на константный регион (а. к. 99–167) человеческого IgG3 (UniProt P01860) для исследований гуморального иммунитета и обнаружения антител.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАт против человеческого IgG3
Примечания/синоним	IgG3; человеческий IgG3
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	3502
Идентификатор гена	3502
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P01860
Молекулярная масса белка	41 кДа/49 кДа
Условия доставки	Хладоэлемент