


Кроличья Моноклональная Антитела Против Человеческого IgM (Fc) Для Wb, If/Icc, Fc, Elisa — P01871

Артикул: CM0006386



введение

Рекомбинантная кроличья моноклональная антитела, нацеленная на константный участок тяжелой цепи человеческого IgM (P01871). Подходит для применения в ELISA, WB, IF/ICC и FC. Идеально подходит для исследований гуморального иммунитета, сигналинга BCR и эффекторных функций IgM.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Человеческий IgM (Fc) кроличья mAb
Примечания/Альтернативные названия	MU; VH; AGM1; Human IgM
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3507
GeneID	3507
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 218-453 человеческого IgM (P01871).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01871
Молекулярная масса белка	49 кДа
Доставка	С ледяным пакетом