


Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого IgM Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах (Ihc-P), Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии (If/Icc), Иммуноферментного Анализа (Elisa) - P01871

Артикул: CM0004250



введение

Кроличье моноклональное антитело, специфичное к человеческому IgM, подходит для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Распознает константную область тяжелой цепи человеческого IgM (~49 кДа). Идеально для исследований В-клеток и гуморального иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому IgM
Примечания/Альтернативные названия	MU; VH; AGM1; Человеческий IgM
Вид	Человек
GeneID (человек)	3507
GeneID	3507
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01871
Молекулярная масса белка	49 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом