


Моноклональное Антитело К IL-17А Человека Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии - Q16552

Артикул: CM0005149



введение

Моноклональное антитело к IL-17A человека, конъюгированное с , валидированное для внутриклеточной проточной цитометрии. Обнаруживает провоспалительный цитокин IL-17A (SWISS: Q16552), экспрессируемый в Th17-клетках. Подходит для изучения механизмов защиты организма, воспаления и аутоиммунных процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к IL-17A человека
Примечания/Синонимы	IL17; CTLA8; IL-17; ILA17; CTLA-8; IL-17A
Вид	Человек
GeneID (человек)	3605
GeneID	3605
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-155 IL-17A человека (NP_002181.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Внутриклеточная проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q16552
Молекулярная масса белка	18 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом