


Моноклональное Антитело Против Человеческого IL-17Rb () Для Проточной Цитометрии - Q9Nrm6

Артикул: CM0012655



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого IL-17RB (Q9NRM6) для проточной цитометрии. Идеально подходит для анализа экспрессии рецептора IL-17B/E в эндокринных тканях и при проведении исследований кроветворной системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье античеловеческое моноклональное антитело к IL-17RB
Примечания/синонимы	IL17RB; CRL4; EVI27; IL17BR; IL17RH1; рецептор интерлейкина-17 B
Вид	Человек
Идентификатор гена	55540
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий аминокислоты 18–289 человеческого IL-17RB (NP_061195.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9NRM6
Молекулярная масса белка	31 кДа/55 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом