

Моноклональное Антитело Против Человеческого IL-1B, Конъюгированное , Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии - P01584

Артикул: CM0011201



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого IL-1 β , конъюгированное красителем , предназначенное для внутриклеточной проточной цитометрии. Обнаруживает человеческий IL-1 β — ключевой провоспалительный цитокин. Идеально подходит для исследований воспаления и иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб против человеческого IL-1 β
Примечания/Альтернативные названия	IL1B; IL-1; IL1-BETA; IL1F2; интерлейкин-1 бета
Вид реактивности	Человек
GeneID (человек)	3553
GeneID	3553
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислот 117-269 человеческого IL1 β (NP_000567.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Внутриклеточная проточная цитометрия (FC intra)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01584
Молекулярная масса белка	30 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающего агента