

Моноклональное Антитело Против Человеческого IL-4 () Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии - P05112

Артикул: CM0009701



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело против человеческого IL-4, конъюгированное с , валидированное для внутриклеточной проточной цитометрии. Идеально подходит для иммунного профилирования Th2, обнаружения цитокинов при исследованиях аллергии, астмы и иммуноонкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против человеческого IL-4
Примечания/Псевдонимы	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3565
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-153 человеческого IL-4 (NP_000580.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклет.)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P05112
Молекулярный вес белка	17 кДа
Доставка	Сумка-холодильник