


## Моноклональное Антитело Anti-Human IL-5 Для Проточной Цитометрии — P05113

Артикул: CM0009189



### введение

Моноклональное антитело, конъюгированное с , направленное против IL-5 человека (интерлейкина-5). Подходит для внутриклеточной проточной цитометрии (FC). Предназначено для исследовательского применения при изучении дифференцировки эозинофилов, активации В-клеток и воспалительных заболеваний. SWISS: P05113.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Спецификация                                                                                                                       |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | кроличье античеловеческое моноклональное антитело к IL-5                                                                           |
| Примечания/синонимы       | EDF; IL-5; TRF; интерлейкин-5                                                                                                      |
| Вид                       | Человек                                                                                                                            |
| GeneID (человек)          | 3567                                                                                                                               |
| GeneID                    | 3567                                                                                                                               |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-134 человеческого IL-5 (NP_000870.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                             |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                            |
| Применение                | FC (внутриклеточная)                                                                                                               |
| Перекрёстная реактивность | Человек                                                                                                                            |
| SWISS                     | P05113                                                                                                                             |
| Молекулярная масса белка  | 15 кДа                                                                                                                             |
| Условия транспортировки   | Хладагент                                                                                                                          |