


Кроличья Поликлональная Антитело Против Человеческого IL-5 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P05113

Артикул: CM0019541



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого IL-5, валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным, крысиным белком, предсказана широкая перекрестная реактивность. Подходит для исследований цитокинов, изучения эозинофилов и анализов дифференцировки В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против человеческого IL-5
Примечания/Альтернативные названия	EDF, TRF, IL-5, Human IL-5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3567
GeneID	3567
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-134 человеческого IL-5 (NP_000870.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (предсказана широкая)
SWISS	P05113
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом