


## Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого IL-6R/Cd126 ( ) Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии - P08887

Артикул: CM0010560



### введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , против человеческого IL-6R/CD126 (gp80, IL6RA). Для внутриклеточной проточной цитометрии. Валидировано на человеческих образцах. Идеально для изучения передачи сигнала IL-6 при воспалении и иммунитете.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье антитело против человеческого IL-6R/CD126, моноклональное                                                                                               |
| Примечания/Альтернативные названия | IL6Q; gp80; CD126; HIES5; IL-6R; IL6RA; IL6RQ; IL-1Ra; IL-6RA; IL6QTL; IL-6R-1                                                                                   |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                                          |
| GeneID (Человек)                   | 3570                                                                                                                                                             |
| GeneID                             | 3570                                                                                                                                                             |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-358 человеческого IL-6R/CD126 (NP_000556.1). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                                           |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                                                          |
| Применение                         | Проточная цитометрия (внутриклеточная)                                                                                                                           |
| Перекрестная реактивность          | Человек                                                                                                                                                          |
| SWISS                              | P08887                                                                                                                                                           |
| Молекулярная масса белка           | 52 кДа                                                                                                                                                           |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                                                |