

Моноклональное Антитело Против Человеческого ILt5/Cd85A Для Проточной Цитометрии - 075022

Артикул: CM0009336



введение

Моноклональное антитело кролика против человеческого ILT5/CD85a, валидированное для проточной цитометрии (FC). Распознает человеческий ILT5/CD85a, ингибирующий иммунный рецептор на моноцитах и В-клетках. Идеально подходит для иммунофенотипирования и функциональных исследований в иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого ILT5/CD85a
Примечания/Альтернативные названия	LILRB3; CD85A; HL9; ILT-5; ILT5; LILRA6; LIR-3; LIR3; PIR-B; PIRB; лейкоцитарный иммуноглобулин-подобный рецептор B3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	11025
GeneID	11025
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-418 человеческого ILT5/CD85a (NP_006855.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	075022
Молекулярная масса белка	69 кДа/71 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом