


Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Интегринa B5/Itgb5 () Для Проточной Цитометрии - P18084

Артикул: CM0008235



введение

Это конъюгированное с кроличье моноклональное антитело нацелено на человеческий интегрин $\beta 5$ /ITGB5, валидировано для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения адгезии к фибронектину, интегриновой сигнализации и функции рецептора аденовируса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против человеческого интегринa $\beta 5$ /ITGB5 (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	ITGB5; интегрин бета-5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3693
GeneID	3693
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 24-490 человеческого интегринa $\beta 5$ /ITGB5 (NP_002204.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P18084
Молекулярная масса белка	88 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом