


Моноклональное Антитело Против Каппа-Цепи Человека Для Wb, Ihc-P, If-P, Elisa — P01834

Артикул: CM0006768



введение

Кроличье моноклональное антитело против константного участка каппа-цепи человека, валидированное для WB, IHC-P, IF-P и ELISA. Идеально подходит для исследований иммуноглобулинов, изучения В-клеток и разработки диагностических анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье МАб против каппа-цепи человека
Примечания/синонимы	Km; HCAK1; IGKCD; каппа-цепь человека
Вид	Человек
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-107 каппа-цепи человека (P01834)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P01834
Молекулярная масса белка	12 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом