


Кроличье Моноклональное Антитело К Каппа-Легкой Цепи Человека Для Wb, If-P, Fc, Elisa — P01834

Артикул: CM0006718



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на константную область каппа-легкой цепи иммуноглобулина человека. Валидировано для методов WB, IF-P, FC и ELISA. Подходит для исследований гуморального иммунитета и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к каппа-легкой цепи человека
Примечания/Синонимы	K μ ; HCAK1; IGKCD; каппа-легкая цепь человека
Вид	Человек
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-107 каппа-легкой цепи человека (P01834)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, FC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01834
Молекулярная масса белка	12 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом