

Моноклональное Антитело К Легкой Цепи Лямбда Человека () Для Проточной Цитометрии - P0Cg04

Артикул: CM0012042



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против константной области 1 легкой цепи лямбда иммуноглобулина человека, конъюгированное с . Валидировано для проточной цитометрии, идеально подходит для исследований В-клеток и антител.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи мАТ к легкой цепи лямбда человека
Вид	Человек
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-106 легкой цепи лямбда человека.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P0CG04
Молекулярный вес белка	11 кДа
Доставка	В ледяном пакете