

Кроличья Моноклональная Антитело Против Легкой Лямбда-Цепи Человека Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — P0CG04

Артикул: CM0006276



введение

Кроличья моноклональная антитело, нацеленная на константный домен иммуноглобулиновой лямбда-цепи человека. Валидирована для вестерн-блота, иммунофлуоресценции, иммуногистохимии и ELISA. Идеально подходит для исследований адаптивного иммунитета, В-лимфоцитов и легких цепей антител.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кролижье моноклональное антитело к легкой лямбда-цепи человека
Вид	Человек
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-106 легкой лямбда-цепи человека
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P0CG04
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	Ледяной пакет