

Моноклональное Антитело Против Человеческого Lamp2 (Конъюгат) Для Проточной Цитометрии - P13473

Артикул: CM0004629



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого LAMP2, конъюгированное с красителем , валидировано для внутриклеточной проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения биогенеза лизосом, аутофагии и иммунной презентации антигенов. Реагирует с образцами человеческого происхождения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье антитело mAb против человеческого LAMP2
Примечания/алиасы	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110
Вид	Человек
GeneID (человек)	3920
GeneID	3920
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 29-375 человеческого LAMP2 (NP_002285.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (внутриклеточное)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13473
Молекулярная масса белка	44 кДа/45 кДа
Условия доставки	Холодильный пакет