

Моноклональное Антитело Против Человеческого Lamp2 Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии - P13473

Артикул: CM0008422



введение

Это кроличье моноклональное антитело против человеческого LAMP2 (конъюгат) валидировано для внутриклеточной проточной цитометрии (FC). Нацеливаясь на лизосомальный гликопротеин LAMP2 (CD107b), оно идеально подходит для исследований аутофагии, лизосомальной биологии и презентации антигенов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против человеческого LAMP2
Примечания/Псевдонимы	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110
Вид	Человек
GeneID	3920
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-375 человеческого LAMP2 (NP_002285.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклет.)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13473
Молекулярный вес белка	44kDa/45kDa
Доставка	Сумка со льдом