

Моноклональное Антитело Против Человеческого Lifr/Cd118 Для Проточной Цитометрии - P42702

Артикул: CM0012100



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий LIFR/CD118, валидировано для проточной цитометрии. LIFR является сигнал-трансдуцирующим рецептором для цитокинов LIF, OSM, CNTF, CTGF и CLCF1, участвующим в пути JAK/STAT.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого LIFR/CD118
Примечания/Альтернативные названия	SWS; SJS2; STWS; CD118; LIF-R
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3977
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P42702
Молекулярная масса белка	124 кДа
Условия доставки	С охлаждением (лед)