


Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Lila2/Cd85H Для If/Icc, Fc - Q8N149

Артикул: CM0007984



введение

Моноклональное антитело кролика, конъюгированное с , нацеленное на человеческий LILRA2 (CD85h/ILT1/LIR7). Валидировано для иммунофлуоресценции и проточной цитометрии. Идеально для исследований врожденного иммунного ответа с участием нейтрофилов и моноцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human LILRA2/CD85h mAb
Примечания/Альтернативные названия	ILT1; LIR7; CD85H; LIR-7
Вид	Человек
GeneID (Человек)	11027
GeneID	11027
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-449 человеческого LILRA2/CD85h (NP_001124389.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8N149
Молекулярная масса белка	53кДа/51кДа/48кДа/47кДа
Условия доставки	В пакете со льдом