

Моноклональное Антитело Против Человеческого Lilrb4/Cd85K/Ilt3 Для Проточной Цитометрии — Q8Nhj6

Артикул: CM0010663



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого LILRB4/CD85k/ILT3 для применений в проточной цитометрии. Обнаруживает ингибирующий иммунный рецептор на моноцитах, дендритных клетках и В-лимфоцитах. Подходит для иммунологических и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к человеческому LILRB4/CD85k/ILT3, мкА
Примечания/Синонимы	B4; ILT3; LIR5; CD85K; ILT-3; LIR-5
Вид	Человек
ID гена (человек)	11006
ID гена	11006
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 22-259 человеческого LILRB4/CD85k/ILT3 (NP_001265355.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8NHJ6
Молекулярная масса белка	49 кДа
Доставка	Хладоэлемент