

Моноклональное Антитело Против Человеческого Mica/Micb Для Проточной Цитометрии - Q29983 / Q29980

Артикул: CM0011485



введение

Моноклональное антитело кролика против человеческого MICA и MICB, конъюгированное с , валидировано для проточной цитометрии. Обнаруживает лиганды NKG2D на клетках в состоянии стресса, подходит для иммунного мониторинга и исследований в области опухолевой иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого MICA/MICB
Примечания/Альтернативные названия	MIC-A; PERB11.1; PERB11.2; MICB
Вид	Человек
GeneID (Человек)	100507436/4277
Иммуноген	Рекомбинантный белок-фузия, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-298 человеческого MICB (NP_005922.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q29983/Q29980
Молекулярная масса белка	4кДа/31кДа/37кДа/43кДа
Условия доставки	В пакете со льдом