


Моноклональное Антитело Против Человеческого Mmp9 Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии - P14780

Артикул: CM0012420



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого MMP9, валидированное для применения в методе внутриклеточной проточной цитометрии. Нацелено на матриксную металлопротеиназу 9 (гелятиназу В), подходит для исследований ремоделирования внеклеточного матрикса и миграции лейкоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье антитело mAb против человеческого MMP9
Примечания/алиасы	MMP9; CLG4B; GELB; MANDP2; MMP-9; matrix metalloproteinase 9
Вид	Человек
ID гена	4318
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 20-707 человеческого MMP9 (NP_004985.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (внутриклеточное)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P14780
Молекулярная масса белка	78кДа
Доставка	Холодильный пакет