


Кроличья Моноклональная Антитело Против Ммп9 Человека Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточная) - P14780

Артикул: CM0011620



введение

Рекомбинантная кроличья моноклональная антитело, направленная против матричной металлопротеиназы-9 человека (ММП9). Валидирована для внутриклеточной проточной цитометрии, она детектирует ММП9, участвующий в деградации внеклеточного матрикса и миграции лейкоцитов. Реагирует с образцами человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитело против ММП9 человека
Примечания/Альтернативные названия	MMP9; CLG4B; GELB; MANDP2; MMP-9; matrix metalloproteinase 9
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4318
GeneID	4318
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 20-707 ММП9 человека (NP_004985.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (внутриклеточное)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P14780
Молекулярная масса белка	78 кДа
Доставка	Холодовая упаковка