

Моноклональное Антитело Против Человеческого Нектина-4 () Для Проточной Цитометрии - Q96Ny8

Артикул: CM0010368



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого нектина-4, конъюгированное с . Валидировано для проточной цитометрии (FC). Подходит для изучения клеточной адгезии, проникновения вируса кори и исследований рака молочной железы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-Человеческий Nectin-4 mAb
Примечания/Алиасы	LNIR; PRR4; EDSS1; PVRL4; nectin-4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	81607
ID гена	81607
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 32-146 человеческого нектина-4 (NP_112178.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96NY8
Молекулярный вес белка	24 кДа/55 кДа
Доставка	Сумка-холодильник