

Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Нейрогранина (Nrgn) Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q92686

Артикул: CM0007498

введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого Нейрогранина (NRGN), для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований синаптического развития и болезни Альцгеймера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Нейрографин (NRGN) кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	RC3; hng; Нейрографин (NRGN)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4900
GeneID	4900
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2-78 человеческого Нейрогранина (NRGN) (NP_001119653.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q92686
Молекулярный вес белка	8 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент