

Кроличья Поликлональная Антитела Против Человеческого Нейрогранина Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q92686

Артикул: CM0024595

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого нейрогранина (NRGN/RC3) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагируют с мышинным и крысиным белком. Кальмодулин-связывающий белок, участвующий в синаптическом развитии и ремоделировании. Подходят для исследований в нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к человеческому нейрогранину
Примечания/Альтернативные названия	RC3; hng; Человеческий нейрогранин
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4900
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2-78 человеческого нейрогранина (NP_001119653.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92686
Молекулярная масса белка	8 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом