


Поликлональные Антитела К Белку Паркин Человека (Anti-Human Parkin Polyclonal Antibody) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф (If), Игх (Ihc) И Ифа (Elisa) - O60260

Артикул: CM0018324



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против белка Паркин человека, подходящие для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ (IF), ИГХ (IHC) и ИФА (ELISA). Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для изучения роли паркина в митохондриях, болезни Паркинсона и путях убиквитинирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb к Паркину человека (Human Parkin Rabbit pAb)
Примечания/Псевдонимы	PDJ; AR-JP; LPRS2; PARK2; Паркин
Вид	Человек
ID гена (Human)	5071
ID гена	5071
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 81-280 паркина человека (NP_004553.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60260
Молекулярный вес белка	52кДа
Доставка	Сумка со льдом