


Поликлональные Антитела Против Человеческого Паркина Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa - O60260

Артикул: CM0013191



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого паркина (PRKN/PARK2), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Подходят для исследований болезни Паркинсона, митогении и контроля качества митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Human Parkin Rabbit pAb
Примечания / Алиасы	PDJ; AR-JP; LPRS2; PARK2; Parkin
Вид	Человек
GenelD (человек)	5071
GenelD	5071
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-387 человеческого паркина (NP_004553.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O60260
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Холодопак