

Моноклональное Антитело Против Человеческого Pd-L1/Cd274 Для Проточной Цитометрии - Q9Nzq7

Артикул: CM0005686



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого PD-L1/CD274, валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для исследований в области опухолевой иммунологии, иммунных контрольных точек и диагностики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human PD-L1/CD274 mAb
Примечания/Псевдонимы	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	29126
GeneID	29126
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-290 человеческого PD-L1/CD274 (Q9NZQ7)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NZQ7
Молекулярный вес белка	33кДа
Доставка	Сумка со льдом